



Elettrobisturi elettronici serie RTO400 e RTO280 per alta chirurgia



Categorie: [08. Linea apparecchiature - Sala Op.](#), [Elettrobisturi elettronici RTO](#)

Descrizione

Gli elettrobisturi elettronici RTO-400 & RTO-280 per alta chirurgia sono realizzati sulla base delle più avanzate tecnologie digitali disponibili sul mercato mondiale che ne assicurano affidabilità e robustezza, allo scopo primario di fornire la migliore qualità di taglio e la più efficace coagulazione. Le apparecchiature sono dotate di un sistema di controllo del funzionamento a doppio microprocessore, con dispositivo di autoprotezione ed autodiagnosi per blocco automatico in caso di anomalie, con relative segnalazioni acustiche e luminose; l'assemblaggio prevede schede elettroniche intercambiabili per facilitare ogni eventuale necessità di assistenza tecnica. Al fine di soddisfare un ampio settore operativo, sono disponibili tredici tipi di corrente. Tutte le prestazioni monopolari e bipolari sono utilizzabili indipendentemente e/o contemporaneamente; è inoltre possibile l'utilizzo con

sistemi ad Argon. La lettura delle potenze impostate è verificabile tramite display, le regolazioni avvengono in scala micro per i valori più bassi (step di 1 watt per erogazioni monopolari, step di 0,5 watt per erogazioni bipolari), mantenendo sempre caratteristica di fine e precisa impostazione con variazioni passo - passo.

art. RTO400 - 400 watt - monopolare e bipolare

art. RTO280 - 280 watt - monopolare e bipolare

Scarica [il catalogo](#)