

Askir C30 è un aspiratore elettrico che grazie alle sue caratteristiche oltre che per l'impiego chirurgico nell'aspirazione di liquidi corporei, trova grande applicazione anche nelle procedure di aspirazione nasale, orale e tracheale nell'adulto e nel bambino. L'unità di aspirazione è assemblata su un robusto carrello di supporto a 5 razze, ognuna dotata di ruota e con sistema di bloccaggio, che ne permette lo spostamento rapido e il posizionamento universale sia in ambito ambulatoriale che in corsia ospedaliera. Il dispositivo viene sempre fornito con un doppio contenitore di raccolta liquidi che assicurano all'utilizzatore una importante capacità di volume aspirato. Su richiesta la versione con il controllo aspirazione a pedale che permette all'operatore la massima libertà manuale durante le manovre mediche.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore: Pompa a pistone a secco

Alimentazione: 230V-50 Hz

ISO 10079-1 Classificazione: Alto vuoto / Alto flusso

Flusso d'aria libero: 40 L/min

Aspirazione Max: -0,80 Bar -80KPa -600mmHg

Rumorosità: 61,5 dB

Potenza assorbita: 110 VA

Fusibile: 1 x F 4 A 250 V

Funzionamento: Continuo

Peso: 6,5 Kg

Dimensioni: 32x99x30 cm

Anni di Garanzia: 2

Luogo di fabbricazione: ITALIA