

ASKIR 36 BR è un aspiratore elettrico per l'aspirazione di liquidi corporei, orale, nasale e tracheale nell' adulto o nel bambino. Può funzionare con tre tipi di alimentazione: con alimentatore AC/DC in dotazione, con alimentazione interna (Batteria al Pb 12V 4A) o con cavetto accendisigari per auto (12V) approvato per uso continuo.

Il dispositivo è dotato di allarme acustico ed indicazione visiva (LED) per indicazione stato batteria in scarica, ed è equipaggiato con vuotometro (bar & kPa) e regolatore di vuoto.

Disponibile anche la versione conforme alla norma EN 60601-1-11 " Prescrizioni per apparecchi elettromedicali per uso domiciliare".

CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore: Pompa a membrana

Alimentazione: 14V 4A con alimentatore AC/DC (input: 100-240V~ - 50/60Hz - 100VA) in dotazione o alimentazione interna (Batteria al Pb 12V 4A) o con cavetto accendisigari per auto (12V 4A)

ISO 10079-1 Classificazione: Alto vuoto / Alto flusso

Aspirazione Max (regolabile): -0.80 Bar -80kPa - 600mmHg

Flusso d'aria libero: 36 l/min

Corrente assorbita: 4 A

Funzionamento: Continuo

Rumorosità: 65,5 dBA (con vaso) / 68,5 dBA (senza vaso)

Autonomia: 60 min

Tempo ricarica batteria: 240 minuti

Grado di protezione: IP21

Peso: 4,39 Kg

Dimensioni: 35x21x18 cm

Anni di garanzia: 2

Lugo di fabbricazione: ITALIA