

Le caratteristiche tecnico/strutturali della linea Hospivac e le prestazioni particolarmente elevate di cui è stata dotata, rendono questa linea di Dispositivi Medici particolarmente adeguata all'impiego in Sala Operatoria, con destinazione all'uso in ambito Chirurgico, Ginecologico e/o Dermatologico (liposuzione).

La linea Hospivac è stata progettata per permettere al cliente una quanto più ampia gamma di personalizzazione in base alle proprie esigenze. Grazie al suo progetto "modulare" può infatti essere fornita in versioni differenziate per volume e tipologia di vasi di raccolta, con o senza le tecnologie elettroniche accessorie per la gestione del controllo aspirazione a pedale e del deviatore di flusso

CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore: Pompa a pistone a secco

Alimentazione: 230V-50 Hz

ISO 10079-1 Classificazione: Alto vuoto / Alto flusso

Flusso d'aria libero: 60 l/min

Aspirazione Max: -0.90 Bar -90 kPa -675 mmHg

Rumorosità: 51,7 dB

Potenza assorbita: 230 VA

Fusibile: 1 x F 4 A 250 V

Funzionamento: Continuo

Peso: 13 Kg

Dimensioni: 46x85x42 cm

Anni di Garanzia: 2

Luogo di fabbricazione: ITALIA