

New Askir 30 è un aspiratore elettrico adatto all'aspirazione di liquidi corporei, orale, nasale e tracheale nell'adulto e nel bambino. Indicato per l'applicazione in piccola chirurgia, su pazienti tracheotomizzati e trattamenti post-operatori a domicilio, grazie all'elevata potenza del compressore e alle prestazioni in aspirazione da esso assicurate, il dispositivo può essere utilizzato anche in manovre di Gastroenterologia e Ostetricia. Le sue dimensioni, la comoda maniglia di trasporto e l'estrema facilità di utilizzo, lo rendono adatto all'impiego in ambito ambulatoriale, in corsia/reparto ospedaliero e per i trattamenti in HOME CARE per il quale il dispositivo è stato specificatamente certificato in conformità alla norma EN 60601-1-11 "utilizzo in ambito home-care".

Equipaggiato con vuotometro (bar& kPa) e regolatore di vuoto il dispositivo è disponibile con sistema di raccolta autoclavabile o monouso da 1 o 2 l per soddisfare le differenti esigenze pratiche.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore: Pompa a pistone a secco

Alimentazione: 230V-50 Hz

ISO 10079-1 Classificazione: Alto vuoto / Alto flusso

Aspirazione Max (regolabile): -0.80 Bar -80kPa - 600 mmHg

Rumorosità: 60,5 dB

Flusso d'aria libero: 40 l/min

Potenza assorbita: 110 VA

Fusibile: 1 xF1,6 A 250 V

Funzionamento: Continuo

Peso: 3,6 Kg

Dimensioni: 35x21x18 cm

Grado di protezione: IP21

Anni di Garanzia: 2

Luogo di fabbricazione: ITALIA